

颜色判读仪

CRI-001颜色判读仪是一款较精密的光学检测设备，能对透明溶液的透射光进行可见光谱分解并进行解析，从而实现样本的阴阳性自动判读。



镁铝合金外壳

彩色液晶触摸屏

快速颜色识别分析

技术参数

型号	CRI-001
外壳框架	镁铝合金
操作方式	彩色液晶触摸屏
适配耗材	0.2 ml离心管、0.5 ml离心管、定制试管
判读分析	提供阴阳性样品定制
电源适配器	DC 12 V
功率	5 W
外形尺寸 (W×D×H)	125×125×62 mm
净重	1 kg