



PRODUCT CATALOG


产品目录

2023.05

实验室仪器革新者

自动化工作站

Pro-AL11
多功能移液工作站



板位数: 12 / 4
通道数: 单 / 8 / 96
模块: 恒温模块、混匀模块等

Popipe HEP-48
全自动核酸电泳系统



48样本核酸凝胶自动点样
实时监测条带位置
自启停电源、可回收缓冲液

PoPure-32
全自动核酸提取纯化仪



样品通量: 1~32
提纯孔间差: CV ≤ 3%
是否一类医疗器械: 是

光学检测系列

Pono-500/550/650
超微量紫外可见分光光度计



光源: 氙灯
波长范围: 200~800 nm
检测范围: 1.5~37500 ng/μL (dsDNA)

Pono-450
超微量核酸蛋白浓度检测仪



波长: 260/280 nm
光程: 0.05、0.2、1 mm
检测范围: 10~15000 ng/μL (dsDNA)

PRESA-96
全自动酶标仪



支持振板功能
支持单、双通道检测
标配405、450、492、562、630 nm 5片滤光片

恒温控制系列

PDH-100/200/L1
安全高温金属浴



全触控输入操作
单/双/96孔板模块
控温范围: 室温+5°C~150°C

PDL/PDC-100
加热制冷金属浴



全触控输入操作
温度设置范围: -20°C~100°C
最大降温幅度: 室温-28°C@环境温度28°C

PDL/PDC-150
热盖金属浴



热盖温度可单独设置
程序和循环: 9段程序, 99次循环
升降温时间: ≥8°C/min (37°C ↔ 100°C)

恒温控制系列



TMH/TMC-100

恒温混匀仪



转速200~2000 rpm, 振幅3 mm
温度设置范围: -20°C~100°C
9段可编辑程序

MPD-100F

超快速加热mini金属浴



控温范围: 室温+5°C~100°C
升温时间: ≤5min (20°C→100°C)

MPD-W100/W100C/W150/W150C

Mini金属浴



温度设置范围: -20°C~100°C
9段可编辑程序
热盖功能: 可选

PDI-S0/S1

电子加样盒



温度设置范围: 0°C~80°C
可作低温加样台、解剖台及恒温反应器使用
可选锂电池, 实现野外取样和低温转移

MFH-200/MSH-200/MS-400

微孔板振荡器



板位数: 2/4
转速200~1200 rpm, 振幅3 mm
控温范围: 室温+5°C~150°C

PWB-510/210/220/230

水浴锅



温度均匀性: ≤0.6°C@96°C
多孔水浴锅支持独立控温
支持防干烧功能, 采用防烫PC面板

离心机系列

PMC-7K/10K/10K+

掌上离心机



转速范围: 约3000~9999 rpm
相对离心力: 约500~5700 g
一体式复合转子, 可定时

PC15-HK

高速离心机



转速范围: 约500~15000 rpm
最大相对离心力: 约15090 g
样品处理量: 1.5/2 ml离心管×12

MPC-200

微孔板离心机



微孔板专用离心机, 可放2块微孔板
转速范围: 约0~3000 rpm
最大相对离心力: 约500 g

摇床系列

OS-A10/A20/A30

轨道式摇床



转速:50~350 rpm
 振幅:10/20/30 mm
 可选橡胶防滑底、夹棍、万用弹簧网托盘

PRS-100

翘板摇床



转速:10~100 rpm
 振幅:上下25 mm (10°)
 可选配双层托盘

PRS-3D

三维旋转摇床



固定转速20 rpm
 固定角度20°, 三维旋转

混匀搅拌系列

Q-Mix40/60/80

Mini点动涡旋混匀仪



最大转速:约4200 rpm
 振幅:4.5 mm
 可调速,可点动,可常动

MQ-Mix20/40/80

多功能点动涡旋混匀仪



最大转速:约3000 rpm, 振幅:3 mm
 可调速,可点动,可常动,可定时
 可替换平板垫片、泡沫离心管/微孔板适配架

MV-Mix5015

多管涡旋混匀仪



转速:约500~2500 rpm, 振幅:3.5 mm
 可调速,可点动,可常动,可定时,可脉冲
 适配常用采血管、15/50 ml离心管

VTC-Mix16

垂直混匀仪



360°垂直圆周运动
 转速:10~80 rpm
 5段可编辑程序

VTC-Mix30

转盘混匀仪



0~90°倾斜圆周运动
 转速:10~80 rpm
 5段可编辑程序,可选配双层转盘

PRM-80/PRM-80D

滚轴混匀仪



滚动和摇摆运行,可选是否偏心运行
 转速20~80 rpm, 振幅25 mm
 滚轴数量/长度:6根/280 mm

混匀搅拌系列

PMS-G
磁力搅拌器



转速:约200~1200 rpm
工作盘面尺寸:Φ137 mm


PMS-H0/H1
高温磁力搅拌器



转速:约100~1300 rpm
控温范围:室温+5°C~340°C
可选配外置温度传感器

凝胶电泳系列

UV-Cut108/106
蓝光切胶仪



470 nm蓝光LED灯
102颗灯珠,矩阵体统双面照明
5 mm琥珀色短波截止滤光板

EPA-100
Mini水平电泳仪



35、50、100V电压一键设置
定时范围:1~99 min
胶室规格:120×60 mm

高温灭菌系列

ER-580S/ER-580L
红外灭菌器



中心区最高温度:825°C±50°C
最大消毒物品半径:Φ35/Φ14 mm

GD-300
玻璃珠灭菌器





控温范围:100°C~300°C
容器尺寸:Φ40×80 mm
玻璃珠容量:150 g

实验室小工具

PM200-16/PM1500-12
磁力架



适用耗材:16×200 μl离心管(或2×八连排管)
或12×1.5 ml离心管



普睿博仪器（杭州）有限公司 Porabio Instrument(Hangzhou) Co.Ltd.

地址：杭州市西湖区三墩街道欣然街17号天润科创园1号楼5楼东侧

电话：400-625-0002

e-mail: info@porabio.com

网址: www.porabio.com